

## **Pince Halstead droite SPENGLER**

Pince médicale en acier inoxydable peut être lavée à la main ou en machine.



**Marque :** SPENGLER

**Référence :** I06-030-125

**Points de fidélité offerts :** 6

**Prix :** 6.90€

### **Options disponibles :**

*OPTION AU CHOIX* : Halstead droite sans griffes 13 cm, Halstead droite avec griffes 13 cm (+ 0.09€)

### **Description**

SPENGLER Pince Halstead droite

La pince Halstead droite SPENGLER (pince moustique) est une pince médicale en **acier inoxydable utilisé en chirurgie.**

Elle possède des **mâchoires rainurées ainsi qu'un mécanisme autobloquant.**

Elle est **adaptée pour stopper les saignements ou saisir et manipuler du matériel tel qu'aiguille, compresse...**

### Caractéristiques

Halstead droite sans griffes 13 cm

Halstead droite avec griffes 13 cm

Acier inoxydable

Garantie : 2 ans

Entretien

autoclave a 134° pendant 18 minutes

lavage à la main ou en machine

[Lien vers la fiche du produit](#)