

Pince Kelly droite sans griffes SPENGLER

Pince en acier inoxydable qui peut être lavé à la main ou en machine.



Marque : SPENGLER

Référence : IP16514

Points de fidélité offerts : 7

Prix : 7.40€

Description

Instrument médical SPENGLER Pince Kelly droite sans griffes

Est une pince dotée d'un **système autobloquant**.

Utilisée en chirurgie pour l'arrêt d'une hémorragie ainsi que la manipulation de tissus fragiles, compresses...

La pince Kelly droite sans griffes SPENGLER est une pince **en acier inoxydable autoclavable** à 134°C sur une durée de 18 minutes. Cette pince Kelly peut être lavée à la main ou en machine.

Acier inoxydable

taille 14 cm autoclave à 134° pendant 18 mn

Garantie : 2 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)