

Pince Kocher droite 14cm

La Pince Kocher droite S14cm est un instrument de chirurgie utilisée essentiellement en traumatologie



Marque : SPENGLER

Référence : I06-170-140

Points de fidélité offerts : 6

Prix : 6.50€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : Kocher droite avec griffes 14 cm, Kocher droite sans griffes 14 cm (+ 0.20€)

Description

Pince Kocher droite Pince Kocher droite de 14 cm

La Pince Kocher droite 14cm est un instrument de chirurgie utilisée essentiellement en traumatologie car elle permet d'exercer de fortes tractions sur certains tissus.

La pince Kocher permet aussi de clamper les tubulures de perfusions, de dévisser les tubulures résistantes, de serrer divers éléments.

Pinces Kocher droite : Kocher sans griffes 14cm

Garantie : 2 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)