

Pince Magill SPENGLER

Pince en acier inoxydable à bord mousse.



Marque :SPENGLER

Référence :116-077-245

Points de fidélité offerts :19

Prix :19.50€

Description

Instrumentation médical SPENGLER Pince Magill

La pince Magill SPENGLER est une pince à bord mousse utilisé lors d'une **intubation trachéale**.

Elle permet de **diriger la sonde dans le larynx** et facilite sa direction dans la trachée.

Peut aussi être utilisé lorsque les **voies aériennes sont obstrués** afin de retirer le corps étrangé.

Acier inoxydable 24 cm Pince adulte

[Lien vers la fiche du produit](#)