

Pince Pozzi SPENGLER

La Pince droite Pozzi SPENGLER Utilisation en gynécologie et obstétrique.



Marque : SPENGLER

Référence : I16-048-250

Points de fidélité offerts : 18

Prix : 18.99€

Description

POZZI SPENGLER Instrument médical Pince droite

La Pince Pozzi SPENGLER est une pince en acier inoxydable qui est très fiable pour une utilisation en gynécologie ou en Obstétrique.

Cette **Pince Pozzi** permet l'accès à la cavité utérine pour la pose de stérilet notamment.

Taille 24 cm **Pince Pozzi** est autoclavable à 134°C sur une durée de 18 minutes.

Garantie : 2 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)