

Plate-forme multifonctions sans fil 685 classe III SECA

La Plate-forme multifonctions sans fil 685 classe III SECA.



Marque : SECA

Référence : 6857021198

Points de fidélité offerts : 3490

Prix : 3490.00€

Description

Plate-forme multifonctions sans fil 685 classe III SECA : Plate-forme multifonctions sans fil 685 classe III électronique SECA

La Plate-forme multifonctions sans fil 685 classe III SECA permet une pesée sûre en position debout, assise ou en fauteuil roulant, ne nécessitant pas de transformation. La Plate-forme multifonctions sans fil 685 est idéale pour répondre aux exigences du quotidien du personnel médical et soignant.



**Paiement
3X sans frais CB**

Cet appareil bénéficie de la technologie sans fil seca 360° wireless.

Portée : 360 kg Alimentation : Bloc secteur Fonctions : Tare, pré-tare, figé, figé auto, IMC, impression/envoi des données auto Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g Dimension : 910 x 1100 x 1064 N° Appr. D 00 09 010



Fiche Technique

Caractéristiques Techniques de la Plate-forme multifonctions sans fil 685 classe III SECA : Capacité : 300 kg Plateforme de pesée équipé d'une rampe intégrée. Barrière de sécurité au niveau des roues avant du fauteuil roulant Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g Dimensions (LxHxP) : 910x1100x1064 mm Dimensions de la plateforme (LxHxP) : 760x50x820 mm Alimentation : bloc secteur Transmission des données : technologie sans fil Seca 360° wireless Unité d'affichage pivotante Poids : 59,5 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)