

Poche à usage unique DUMONT SECURITE

Poche UU avec sachet hyper-absorbant pour aspirateur de mucosités.



Marque :DUMONT SECURITE

Référence :DUM305363

Points de fidélité offerts :7

Prix :7.35€

Description

Accessoire pour aspirateur Poche à usage unique DUMONT SECURITE

La Poche à usage unique DUMONT SECURITE est **une poche UU avec sachet hyper-absorbant** pour aspirateur de mucosités **volume 1 litre avec filtre trop plein intégré.**

Cette poche s'utilise avec un bocal en polycarbonate.

L'avantage de la poche à usage unique DUMONT SECURITE est qu'elle permet de gélifier le liquide contenu dans la poche grâce à son sachet **hyperabsorbant et par conséquent facilite le transport.**

[Lien vers la fiche du produit](#)