

Podoscope fluorescent Podo'Line ELLA

Le Podoscope fluorescent Podo'Line ELLA est un podoscope à éclairage fluorescent tangentiel à deux tubes garantissant des conditions de diagnostic idéales pour le podologue ou le médecin généraliste.



Marque :ELLA

Référence :ELLP4

Points de fidélité offerts :625

Prix :599.00€

Description

Podoscope fluorescent Podo'Line ELLA :

Podoscope fluorescent Podo'Line ELLA

Le Podoscope fluorescent Podo'Line ELLA est un podoscope à éclairage fluorescent tangentiel spécialement conçu pour l'examen clinique des plantes de pieds en charge, en position bi-podale.

Le **Podo'line** dispose d'une arche en acrylique coulé utilise le principe de la **fibre optique** pour guider la lumière. Cela permet de supprimer les perturbations des réflexions parasites afin de mettre en évidence les principales zones d'appui par des intensités chromatiques différentes caractérisant l'ischémie de la peau plus ou moins intense.

Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz Coffre : Tôle électrozinguée 15/10° et peinture époxy blanche Structure : arche en acrylique coulé 15mm Source lumineuse : 2 tubes fluorescents 2 x 8 W, allumage interrupteur

Dimensions : 45,5 x 40,5 x 15,5 cm (L x P x H) Surface utile : 36 x 40 cm Poids brut : 11 kg Charge maximale : 150 Kg

Garantie : 1 an

Fabrication Française

[Lien vers la fiche du produit](#)