

Poire effilée à lavement COMED

Poire à lavement en polyéthylène souple utilisé pour les SOINS ORL.



Marque : COMED

Référence : 4451027

Points de fidélité offerts : 5

Prix : 3.40€

Options disponibles :

Contenance : Capacité : 27 ml, Capacité : 135 ml (+ 2.00€)

Description

Poire effilée COMED

La Poire effilée à lavement COMED est une Poire à lavement souple en polyéthylène bleu utilisé pour les oreilles ou le nez (ORL).

Prendre la poire effilée et pomper un liquide. Puis introduisez la pointe effilée, dans l'oreille ou le nez, et vaporisez. La poire doit ensuite être nettoyée avant toute autre utilisation.


La Poire existe en capacité :

Capacité : 27 ml

Capacité : 135 ml

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)