

## **Pressothérapie Lady Press 4 Winelec SISSEL**

La pressothérapie Lady Press 4 Winelec SISSEL pour le traitement des jambes lourdes, fatiguées, le drainage, la rétention d'eau...



**Marque :**WINELEC

**Référence :**PRESS4L

**Prix :**649.00€

### **Description**

Pressothérapie Lady Press 4 Winelec SISSEL Pressothérapie Lady Press 4 Winelec SISSEL contre les jambes lourdes, fatiguées

La Pressothérapie Lady Press 4 Winelec SISSEL est un dispositif de relaxation et de drainage lymphatique simple et facile à transporter, idéale pour une utilisation à domicile.

La pressothérapie est une technique de traitement visant à soigner les problèmes de circulation sanguine et mauvais retours veineux. Elle

affine, soulage les jambes lourdes et douloureuses, favorise la relaxation et l'élimination des toxines pour un drainage lymphatique en profondeur. C'est une thérapie 100% naturelle et douce qui, grâce à des accessoires dédiés (bottes, manchons et ceinture) traite différentes parties du corps en exerçant une pression sur la zone concernée.

Avec la pressothérapie vous pouvez agir sur les symptômes tels que :

Sensations de jambes lourdes et fatiguées Petites varices Rétention d'eau, cellulite Douleurs dues à l'insuffisance veineuse Oedèmes post-traumatique ou post-traumatique (suite à un choc ou une opération)

Recommandé également pour la récupération musculaire après le sport

Véritable alliée de votre silhouette et de votre confort!

## Caractéristiques du Pessothérapie Lady Press 4 Winelec:

4 programmes pré-installés et modifiables en fonction des besoins (durée, intensité de la pression...) Modèles 4 chambres de compression (4 cellules) 2 sorties d'air : possibilité d'utiliser les bottes + 1 accessoire en simultané (manchon ou ceinture) Possibilité de shinter une ou plusieurs cellules (pour éviter une plaie par exemple) Temps de cycle réglable allant de 15 à 30 minutes Intervalle modifiable : 5 ou 10 secondes Pression : de 0 à 200mmHg +/- 20% Poignée de transport Poids : 3.1 kg Puissance : 60 VA Dimensions de la cellule : 29cm x 26cm x 17.2cm

Garantie : 1 an pour l'unité centrale, 3 mois pour les accessoires.

### **Télécharger la Fiche Technique**



### **Télécharger la Fiche d'Utilisation**



### **Manuel d'utilisation**



[Lien vers la fiche du produit](#)