

Pressothérapie Press 4 Premium Winelec SISSEL

Pressothérapie Press 4 Premium Winelec traitement des jambes lourdes.



Marque : WINELEC

Référence : PREM4

Points de fidélité offerts : 875

Prix : 979.00€

Description

Pressothérapie Press 4 Premium Winelec La Pressothérapie pour des jambes lisses et légères



Paiement
3X sans frais CB

La **Pressothérapie Press 4 Premium Winelec SISSEL** utilisé en kinésithérapie et physiothérapie, est un dispositif portable équipé d'un écran LCD pour le choix des programmes. Cet appareil est conçu pour lutter contre les jambes lourdes, douloureuses ou sujettes à la rétention d'eau.

La **pressothérapie** est aussi utilisé dans le cadre sportif afin de soulager les muscles et améliorer le temps de récupération, ou encore en esthétique afin d'affiner les jambes.

La Pressothérapie agit par un procédé de **drainage** effectué grâce à des accessoires (**bottes, ceinture et manchon (en options)**) qui, remplis d'air, exercent une pression sur la partie du corps à travailler en fonction

de l'accessoire utilisé.

Favorise la relaxation et la détente grâce à 6 programmes 4 chambres de compression et réglage de la pression pour chaque chambre Mode de compression séquentiel Temps de cycle réglable allant de 5 à 99 minutes Pression : Min 0mmHg - Max 240mmHg Ecran graphique LCD Longueur de la botte : 76 cm, circonférence en haut de la cuisse : 64 cm, cheville 37 cm Dimension 260 (L) x 200 (l) x 125 (H) mm Poids : 3,5 kg

6 programmes pour le Pressothérapie Press 4 Premium Winelec : Mémorisation des paramètres Réglage de la pression pour chaque chambre de compression Réglage de l'intervalle du temps de compression 6 modalités de compression Possibilité de shunter 1 cellule sur les programmes A1 et A2

Vidéo de l'appareil de pressothérapie Press 4 Premium Winelec :

Garantie : 2 ans

Accessoires garanties : 3 mois

Le principe de la pressothérapie est de drainer la lymphe ou le sang vers le haut du corps. les bottes, grâce à des alvéoles qui gonflent et se dégonflent, exercent des pressions externes régulière, douces, et indolores. Outre les jambes, d'autres zones peuvent également être traitées par la pressothérapie (bras, taille, hanches, fesses).

[Pour en savoir plus sur la pressothérapie.](#)



Fiche d'utilisation

Pressothérapie Press 4 Premium Winelec : Indications d'utilisation de la pressothérapie : Jambes lourdes et volumineuses (rétention d'eau) Sensibilité des zones grasses Stress Gêne post opératoire en accord avec le chirurgien Léger problèmes circulatoires Esthétique

Contre indications d'utilisation de la pressothérapie : Maladies variqueuses, artériopathies évoluées
Hypertension Tumeurs, cancers, etc. Infections locales, dermatoses Problèmes cardiaques Phlébites Toute
autre contre indication d'ordre médical Les patients souffrant d'un de ces troubles demanderont l'avis de leur
médecin traitant

[Lien vers la fiche du produit](#)