

## Appareil de pressothérapie Press 4 avec manchon pour bras Winelec SISSEL

La Pressothérapie Press 4 Winelec SISSEL avec son manchon spécial pour bras est un système de traitement utilisé dans le domaine de la physiothérapie et de la rééducation.



**Marque :** WINELEC

**Référence :** PRESS4MA

**Points de fidélité offerts :** 485

**Prix :** 469.00€

### Description

Pressothérapie Press 4 + 1 manchon pour bras Winelec SISSEL  
Pressothérapie Press 4 + manchon bras pour le traitement du lymphœdème ou syndrome du gros bras.



**Paiement  
3X sans  
frais CB**

Conçu pour fournir une compression pneumatique séquentielle des membres supérieurs, ce qui peut être bénéfique pour améliorer la circulation sanguine, réduire la rétention d'eau et soulager les symptômes liés à une mauvaise circulation ou à des problèmes lymphatiques dans les bras.

Caractéristiques du Press 4 Winelec : Favorise la relaxation et la détente 4 chambres de compression Mode de compression séquentiel Temps de cycle réglable allant de 5 à 30 minutes Pression : Min 20mmHg - Max 200mmHg Longueur de la botte : 76 cm, circonférence en haut de la cuisse : 64 cm, cheville 37 cm Poids : 3,5 kg  
Quels sont les avantages du Press 4 avec manchon Winelec : Compression pneumatique séquentielle : Le dispositif utilise une technologie de compression pneumatique séquentielle pour stimuler la circulation sanguine et lymphatique dans les membres supérieurs. Cette compression séquentielle favorise le drainage des fluides, réduit la rétention d'eau et contribue à soulager les symptômes liés à une mauvaise circulation dans les bras.

Manchon spécifique pour les bras :

Le manchon fourni avec la Pressothérapie Press 4 est spécialement conçu pour s'adapter aux bras et fournir une compression ciblée. Il est généralement ajustable pour s'adapter à différentes tailles de bras, assurant ainsi un ajustement confortable et efficace.

Réglages de pression personnalisables :

Comme la version avec les bottes, la Pressothérapie Press 4 avec le manchon Winelec SISSEL offre la possibilité de régler la pression selon les besoins individuels de chaque personne. Cela permet d'adapter le traitement en fonction de la sensibilité et de la condition spécifique du patient.

Applications thérapeutiques variées :

La pressothérapie avec le manchon peut être utilisée dans différentes situations thérapeutiques, notamment pour améliorer la circulation sanguine dans les bras, réduire l'enflure et l'œdème, soulager les douleurs musculaires, favoriser la récupération après une blessure ou une chirurgie, et contribuer au bien-être général.

Facilité d'utilisation :

Le dispositif est généralement convivial et facile à utiliser. Les réglages de pression et les programmes préétablis peuvent être sélectionnés facilement, et le manchon peut être mis en place rapidement et ajusté pour un traitement confortable.

Complémentaire à d'autres traitements :

La Pressothérapie Press 4 avec le manchon Winelec SISSEL peut être utilisée en complément d'autres traitements, tels que la physiothérapie, la rééducation ou la thérapie manuelle, pour maximiser les bénéfices et améliorer les résultats globaux.

Le Press 4 est aussi disponibles modèles de Press 4 Winelec SISSEL disponible : [Pressothérapie Press 4 + 2 bottes Winelec SISSEL](#) 1 appareil de Pressothérapie Press 4 SISSEL 2 bottes pour les jambes Tubulures 1 mode d'emploi [Pressothérapie Press 4 Complet Winelec SISSEL](#) 1 appareil de Pressothérapie Press 4 SISSEL **2 bottes** de Pressothérapie **1 manchon** : 4 cellules **2 semelles** pour le massage des pieds **1 ceinture** : 4 cellules Tubulures 1 mode d'emploi Vidéo de démonstration de l'appareil de Pressothérapie :

Contre indications à l'utilisation de la pressothérapie : Insuffisances cardiaques ou rénales sévères  
Hypertension Phlébite Abscesses et tumeurs. Pourquoi utiliser le Press 4 Winelec ?

Le principe de la pressothérapie est de drainer la lymphe ou le sang vers le haut du corps. Les bottes, manchons et ceintures, grâce à des alvéoles qui gonflent et se dégonflent, exercent des pressions externes régulière, douces, et indolores. Outre les jambes, d'autres zones peuvent également être traitées par la pressothérapie (bras, taille, hanches, fesses).

[Pour en savoir plus sur la pressothérapie.](#)

**Garantie : 2 ans**

**Accessoires garanties : 3 mois**



## **Fiche d'utilisation**

Pressothérapie Press 4 Winelec - Indications Indications d'utilisation de la pressothérapie : Jambes lourdes et volumineuses (rétention d'eau) Sensibilité des zones graisseuses Stress Gêne post opératoire en accord avec le chirurgien Léger problèmes circulatoires

Contre indications d'utilisation de la pressothérapie : Maladies variqueuses, artériopathies évoluées Hypertension Tumeurs, cancers, etc. Infections locales, dermatoses Problèmes cardiaques Phlébites Toute autre contre indication d'ordre médical Les patients souffrant d'un de ces troubles demanderont l'avis de leur médecin traitant

[Lien vers la fiche du produit](#)