

Protection anatomique TENA Lady Ultra mini

Protection anatomique TENA Lady ultra mini ultra mince utilisé dans le cadre de fuites urinaires légères.



Marque : TENA

Référence : 761130

Prix : 4.45€

Description

Protection anatomique TENA Lady Ultra mini : Protection anatomique TENA lady Ultra mini : Paquet de 28 serviettes

La Protection anatomique TENA Lady Ultra mini, est une protection de forme anatomique ultra mince utilisé dans le cadre de fuites urinaires légères. TENA Lady dispose d'un voile de surface doux et respirant afin de garder votre peau saine.

Le système **Fresh Odour control (limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs)** de la serviette TENA Lady ultra mini **neutralise les odeurs** tout au long de la journée pour un maximum de confort.

Les avantages de la Protection anatomique TENA Lady Ultra mini : Paquet de 28 serviettes TENA Lady Ultra mini Protection discrète : 192 x 72 mm Dispose d'un voile extérieur doux et respirant La zone d'absorption permet d'accélérer la diffusion du liquide au coeur de la protection. Forme anatomique et élastiques doux pour plus de liberté de mouvement. Une bande adhésive maintient la protection bien en place sur le sous-vêtement pour plus confort.

Ce dispositif médical de classe 1 est un produit de santé réglementé qui porte, à ce titre, le **marquage CE**

Fiche technique

Caractéristiques techniques de la protection anatomique TENA Lady ultra mini : Dimension produit : 192x72 mm Dimension matelas : 162x48 mm Voile interne : Hydrophile, perméable, doux et résistant, absence de latex Thermobond Polypropylène Poids : 23g/m² Double Matelas : Pulpe et SAP en mélange intime différencié dans les 2 matelas Pulpe (matelas supérieur et matelas inférieur) : Pulpe Chimique Thermo Mécanique renforcée de viscose Poids : 3,9g SAP (matelas supérieur et matelas inférieur) : Polyacrylate de Sodium à Ph acide Poids : 0.7g Film extérieur : Imperméable, souple, silencieux et résistant Blanc Polyéthylène / Polypropylène Poids : 21g/m² Epaisseur : 24?m

Bien choisir sa protection

Comment bien choisir sa protection féminine adulte TENA Lady :

Fuites urinaires LÉGÈRES Quelques gouttes surviennent généralement au moment de l'effort				Fuites urinaires MODÉRÉES Gouttes ou jets < 200 ml en 1 fois		Fuites urinaires IMPORTANTES La vessie se vide brutalement d'un volume supérieur à 200 ml			
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 
<i>Ultra Mini</i>	<i>Mini</i>	<i>Normal</i>		<i>-Extra -Extra Plus</i>	<i>-Super -Maxi</i>	<i>Maxi Night</i>			

[Lien vers la fiche du produit](#)