

Sac médical DMTPACK DUMONT SECURITE

Le Sac médical d'intervention DMTPACK DUMONT SECURITE est un sac d'intervention et de secours en polyester.



Marque : DUMONT SECURITE

Référence : 303850

Prix : 135.99€

Description

Sac médical DMTPACK DUMONT SECURITE : Sac médical DMTPACK DUMONT SECURITE

Le Sac médical d'intervention DMTPACK DUMONT SECURITE est un sac d'intervention et de secours en polyester de type cordura, orange.

Ce sac d'intervention médical DMTPACK DUMONT SECURITE est imperméable avec armature rigide, il dispose de bretelles pour portage à dos, de poignées en sangle périphérique pour hélitreuillage.

Le Sac médical DMTPACK d'intervention et de secours dispose de :

3 poches périphériques externes, 2 poches en face avant avec PVC cristal permettant un marquage, 4 poches internes de couleurs différentes avec face transparente, sur velcro, partie centrale amovible lavable comprenant 4 poches plates.

Sac lavable en machine (sauf les poches)

Fiche technique

Caractéristiques techniques du Sac médical DMTPACK DUMONT SECURITE : Poids : 1,5 kg Dimensions (hxlxp) : 25 x 40 x 35 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)