

Sac de transport pour moniteur M3A EDAN

Sac de transport pour moniteur M3A EDAN est un sac de transport pour moniteur M3A EDAN..



Marque : EDAN
Référence : EDA116

Prix : 155.00€

Description

Sac de transport pour moniteur M3A EDAN : Sac de transport pour moniteur M3A EDAN

Le Sac de transport pour moniteur M3A EDAN est un sac compact permettant de manipuler le moniteur tout en le gardant dans le sac. Vous pouvez accéder aux fonctions températures, SpO2, PNI, imprimante, recharge.

3 fermetures éclairs (Deux sur le côtés et une sur la face avant). Il dispose d'une poignée et une bandoulière pour faciliter le transport.

Dimensions : 30 x 27 x 20cm Poids : 745g

[Lien vers la fiche du produit](#)