

Scooter Électrique Lion 4 FREERIDER

Scooter Electrique Lion 4 FREERIDER, un modèle Tout Terrain!



Marque :FREERIDER
Référence :FR-510GDX

Prix :4550.00€

Description

Scooter séniors Lion 4 FREERIDER



Paiement
3X sans frais CB

Scooter électrique séniors Lion 4

Le Scooter Électrique Lion 4 FREERIDER est un modèle Tout Terrain, Démontable, il s'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Ce Scooter dispose d'une très **grande autonomie** (70 kms) vous permettant d'envisager de longs trajets et d'une des **vitesse**s les plus élevés (**22 kms / h**).

Se Démonte pour être rangé, dans un coffre de voiture ou dans une soute à bagages Ne se Plie pas Siège Confortable Facile d'Utilisation. Manoeuvres Simples. Muni de 4 Roues Gonflables Affichage Simple et Épuré du Tableau de Bord : Régulateur de Vitesse Klaxon Indicateur de Contact Témoin de Charge de la Batterie

Caractéristiques du Scooter Electrique Lion 4 FREERIDER : **Autonomie** : 70 kms **Vitesse Maximale** : 22 kms / h **Poids Total** : 108 kgs **Poids Maximum Supporté** : 227 kgs **Poids Siège** : 22 kgs **Batterie** : Lead Acid 110 Ah / 12 V **Poids** : 26.5 kgs **Puissance** : 350 W **Hauteur Maximale Obstacle Franchissable** : 8 cm

Garantie Moteur et Mécanisme : 2 ans

Garantie Cadre : 2 ans

Garantie Batterie : 6 mois



Fiche Technique


Caractéristiques du Scooter Electrique Lion 4 FREERIDER



- 1 • Guidon Delta
- 2 • Rétroviseur extérieur
- 3 • Affichage
- 4 • Prise de Chargement
- 5 • Panier
- 6 • Feux Avant
- 7 • Clignotants latéraux
- 8 • Pare-Chocs Avant
- 9 • Réflecteur
- 10 • Garde au Sol
- 11 • Roue
- 12 • Feux et Clignotants Arrière
- 13 • Siège Réglable

Dimensions du Scooter Electrique Lion 4 FREERIDER : **Largeur totale** : 74 cm **Hauteur totale** : 152 cm
Diamètre des roues : 35 cm **Garde au sol** : 10 cm **Rotation du Siège** : 125 cm **Largeur Assise** : 55 cm
Profondeur Assise : 47 cm **Hauteur Assise** : 76 cm **Largeur Dossier** : 50 cm **Poids du Siège** : 22 kgs

Pente Maximale pour le Scooter Electrique Lion 4 FREERIDER :



[Lien vers la fiche du produit](#)