

Scooter électrique GT4 MONTLHÉRY

Le scooter GT4 Montlhéry est un scooter confortable, et maniable. Ce scooter est homologué "route".



Marque : MEDTRADE

Référence : GT4MONTLHÉRY

Prix : 3279.00€

Description

Scooter électrique GT4 MONTLHÉRY : Scooter GT4 MONTLHÉRY

Le scooter GT4 MONTLHÉRY est un scooter adapté et homologué pour la route. Il vous accompagne dans vos trajets du quotidien en vous permettant de gagner du confort et de l'autonomie. Ce scooter est confortable et maniable. Il est disponible en couleur orange.

Ce scooter est recommandé pour **les terrains accidentés ou à forts reliefs**, pour de belles balades. Pour plus de confort, le scooter est équipé d'amortisseurs avant et arrière.

Usage : Polyvalent Puissance : 550W Autonomie Maximale : 10 km/h Couleur : orange Guidon antidérapant, forme "delta" pour une ergonomie parfaite de la prise en main Feux et clignotants à l'avant et à l'arrière Siège confort réglable en hauteur et pivotant afin de faciliter la montée sur le scooter Ceinture de sécurité Accoudoirs relevables et réglables en inclinaison Fauteuil réglable (dossier rabattable et inclinable, appui tête réglable, fauteuil réglable en avant et en arrière)



Accessoires : Porte

gobelets, petites bouteilles à l'arrière de la colonne de direction Pannier avant et deux rétroviseurs Conseil pour une durée de vie optimale de vos batteries :

Il est préférable de stocker les batteries dans un endroit sec au dessus de 10°C. En cas d'inutilité prolongée, il faut charger les batteries au moins 1 à 2 fois par mois. Si la température est inférieur à 10°C, il faut attendre que la température des batteries soit remonter à température ambiante avant de charger le scooter.


Garantie : 6 mois pour les batteries 1 an pour le scooter




Fiche technique

Données techniques du scooter GT4 Montlhéry : **Longueur du scooter** : 123 cm **Largeur du scooter** : 62 cm **Plateau d'embarquement** : 41 cm **Garde au sol au plus haut** : 7,6 cm **Rayon de braquage** : 106 cm **Dimensions du siège** : larg : 46cm x prof : 46 cm **Poids total** : 85 kg **Poids maximum supporté** : 135 kg **Batteries** : 2 x 12V 50A **Puissance** : 55 Watts **Autonomie** : Jusqu'à 30km **Vitesse** : 10 km/h **Diamètre des roues** : 32 cm

Télécharger la Fiche Technique



Manuel d'utilisation



[Lien vers la fiche du produit](#)