

Scooter électrique LE CASTELET 780 M4

Le scooter LE CASTELET 780-M4 est un scooter électrique idéal pour vos déplacements.



Marque : MEDTRADE

Référence : LE CASTELET780

Prix : 4299.00€

Description

Scooter électrique LE CASTELET 780-M4: Scooter LE CASTELET (homologué "route")

Le scooter LE CASTELET est un scooter confortable et simple à conduire. Grâce à sa batterie de 80A, il est doté d'une autonomie allant jusqu'à 40km et d'une vitesse ajustable de 10km/h. Il est idéal pour vos déplacements et vos balades.

Pour plus de sécurité, le **scooter LE CASTELET** est équipé de feux et de clignotants avant/arrière et de deux retroviseurs.

Conseil pour une durée de vie optimale de vos batteries :

Il est préférable de stocker les batteries dans un endroit sec au dessus de 10°C. En cas d'inutilité prolongée, il faut charger les batteries au moins 1 à 2 fois par mois. Si la température est inférieure à 10°C, il faut attendre que la température des batteries soit remonter à température ambiante avant de charger le scooter.

- Longueur totale: 137 cm
- Largeur totale: 66 cm
- Garde au sol au plus haut: 7,6 cm
- Rayon de braquage: 125 cm
- Hauteur du dossier: 54 cm
- Dimensions de l'assise (larg x prof): 46cm x 46cm
- Poids total: 140 kg
- Poids maximum supporté: 150 kg
- Poids sans batterie: 87 kg
- Batteries: 2 x 12V 80A
- Puissance: 700W
- Autonomie maximale cumulée: jusqu'à 40km
- Vitesse ajustable jusqu'à 10 km/h (12 km/h en option)
- Diamètre des roues avant et arrière: 31 cm


Les garanties :

6 mois batterie 1 ans pour le scooter



Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



Manuel d'utilisation

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)