

## **Scooter électrique Séniors Minim X4 Plus MEDTRADE**

Scooter compact et démontable MINIM X 4 Plus, doté d'une autonomie de 25km.



**Marque :** MEDTRADE

**Référence :** MINIMX4PLUS

**Prix :** 1369.00€

### **Description**

Scooter électrique Sénior Minim X4 PLUS Démontable, compact et grande autonomie



**Paiement**  
**3X sans frais CB**

Le scooter Minim X4 PLUS est un scooter moderne facilement transportable, en effet il se démonte sans outil en 5 parties très légères. Son autonomie de 25km vous permettra de réaliser une longue promenade.

Ce scooter est doté d'une manette marche avant et recul double contrôle permettant de faire avance ou reculer le scooter avec une seul main.

Type: Mini démontable Nombre de roues: 4 - Pneus pleins à l'avant et à l'arrière ne nécessitant pas d'entretien Siège réglable en hauteur (3 positions), pivotant à 360 degrés et cranté à 90 degrés. Accoudoir escamotables Panier et vide poche avant Puissance: 220W Autonomie Maximale: 25 km Vitesse Maximale: 6.5 km/h

**Garantie Scooter : 1 an**

**Garantie Batterie : 6 mois**

Remboursement Sécurité Sociale possible (nous contacter)



### **Fiche technique**

Caractéristiques techniques du Scooter pour sénior Minim X4 PLUS :

- Longueur totale: 103 cm
- Largeur totale: 57 à 65 cm (selon écartement accoudoirs)
- Rayon de braquage: 120 cm
- Garde au sol: A partir de 4.5 cm
- Hauteur repose pieds / sol: 14 cm
- Hauteur assise / sol: 59 à 63 cm
- Hauteur assise / repose pieds: 43 à 47 cm
- Assise en skaï facilitant les transferts (largeur x profondeur): 4.5x37 cm
- Hauteur du dossier Rabattable / assise: 37 cm
- Poids maximum supporté: 136 Kg
- Poids batteries: 14 Kg (Pack)
- Poids de la partie démonté la plus lourde: 11.5 Kg (Arrière)
- Poids total: 53 Kg
- Batteries: 2 x 12V - 20 AmpH
- Puissance: 220W
- Autonomie maximale cumulée: 25 Km
- Vitesse ajustable jusqu'à 6.5 Km/h
- Dimensions des roues avant: 190x54
- Dimensions des roues arrière: 215x70

[Lien vers la fiche du produit](#)