

Scooter électrique LE MANS 900 M4

Le scooter électrique LE MANS 900 M4 est un scooter idéal pour les seniors ou les personnes à mobilité réduite.



Marque : MEDTRADE

Référence : LE MANS 900 M4

Prix : 5999.00€

Description

Scooter électrique LE MANS 900 M4: Scooter LE MANS 900 M4

Le scooter LE MANS 900 M4 est un scooter électrique version sportive haut de gamme avec batteries de 100 Ampères nouvelle génération de moteur "4 pôles" plus puissant. C'est un scooter polyvalent et homologué pour la route.

Ce scooter est équipé de feux avant et arrière ainsi que d'un rétroviseur de série.

- Châssis tout suspendu et Amortisseurs réglables :
- Un des rares scooters sur le marché équipé d'un système de suspension avant indépendante double A
- Amortisseur arrière réglable mono bras type "moto
- Couple moteur : Moteur « 4 pôles » pour obtenir un couple supérieur qui vous permettra de vous extraire des conditions d'utilisation et situations délicates pour un plus grand agrément de conduite
- Confort d'assise: siège pivotant multi réglages de positions, équipé de sa ceinture de sécurité. Un dossier haut pour un maintien complet du dos. Accoudoirs, dossier, assise, appui tête réglables
- Equipements : 2 rétro, pack éclairage complet LED (plus de visibilité pour une consommation moindre) et catadioptrés latéraux, protection de carrosserie : sabot avant et pare-chocs latéraux
- Passage automatique en mode «éco» des éclairages
- Feux arrière de recul, de décélération et stop
- BATTERIES 100 Ampères Heure!!!

Garantie Scooter : 1 an

Garantie batteries : 6 mois


Données techniques

Caractéristiques techniques du scooter LE MANS 900-M4 :

- Longueur totale: 142 cm
- Largeur totale: 72 cm
- Rayon de Braquage: 128 cm
- Garde au sol au plus haut: 8 cm
- Assise (largeur x profondeur): 51 x 48 cm
- Hauteur du dossier: 75 cm
- Poids maximum supporté: 160kg
- Poids sans batteries: 150 kg
- Poids total: 200 kg
- Batteries: 2 x 12V – 100 AmpH
- Puissance: 900W Moteur 4 pôles
- Autonomie maximale cumulée: 55 km
- Vitesse ajustable jusqu'à: 10-15km/h
- Dimensions des roues avant: 330x101.5
- Dimensions des roues arrière: 355x127

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)