

Scooter Carpo 2 XD SE VERMEIREN

Le scooter Carpo 2 XD SE est un scooter 4 roues conçu pour les ballades en régions montagneuses.



Marque : VERMEIREN

Référence : 5138112

Prix : 3790.00€

Options disponibles :

Couleur au choix : Rouge, Champagne

Description

Scooter électrique Carpo 2 XD SE VERMEIREN : Scooter pour séénior Carpo 2 XD SE

Le scooter électrique Carpo 2 XD SE VERMEIREN est un scooter idéal pour les balades sur terrain difficile. Il convient tout à fait pour les balades en montagne afin de monter des pentes longues.

Le **Scooter Carpo 2 XD SE** est destiné aux seniors, aux personnes à mobilité réduite.

Le **scooter électrique Carpo 2 XD SE** est solide et confortable. Ce scooter à 4 roues est idéal pour un usage extérieur. Il dispose d'un système électronique programmable pour une conduite encore plus agréable.

Puissance : 750W Vitesse maximale : 13 km/h Autonomie : Environ 41km Spécial Régions Montagneuses
- Pente de 8 à 14% Siège pivotant réglable en profondeur Guidon réglable en inclinaison Eclairage avant



Paiement
3X sans frais CB

arrière avec témoin Pare-choc Jantes sport noires Tapis de sol antidérapant Pneus gonflables Commande écran LCD Rangement pour téléphone Connection USB Panier avant Rétroviseurs gauche et droit Le scooter Carpo 2 XD SE est disponible en couleur : Rouge Champagne

Les garanties :

1 an batterie 2 ans pour le scooter et le moteur

Vidéo de démonstration des Scooters électriques Vermeiren :

Garantie Scooter : 2 ans

Garantie Batterie : 1 an



Fiche technique

Caractéristiques du scooter électrique Carpo 2 XD SE : Electronique programmable Longueur : 1648 mm Largeur : 660 mm Hauteur : 1420 mm Distance sol-plateau : 220 mm Batteries : 2 x 12 V - 90Ah Rayon d'action : 41 km** Vitesse : 13 km/h* Poids autorisé : 150 kg Couleur standard : Rouge Commande avec écran LCD • Spécial régions montagneuses

[Lien vers la fiche du produit](#)