

Scooter Ceres 3 deluxe VERMEIREN

Le scooter électrique Ceres 3 deluxe VERMEIREN atteint les 9 km/h.



Marque : VERMEIREN

Prix : 1725.00€

Description

Scooter électrique Ceres 3V deluxe VERMEIREN Scooter pour senior Ceres 3V deluxe

Le scooter électrique Ceres 3V deluxe est conçu pour les personnes âgées, à mobilité réduite. Il permet une utilisation au quotidien.



**Paiement
3X sans
frais CB**

Le **scooter Ceres 3V** deluxe est un scooter à 3 roues, confortable, sécurisé et facilement démontable.

Le **Ceres 3V** est équipé pour atteindre une vitesse maximale de 9 km/h, avec une autonomie de 35 km. Le poids maximum autorisé est de 135kg.

Puissance : 470W Vitesse max : 9 km/h Autonomie : 35km Dossier et appui-tête réglables

Rétroviseur Panier Pneus gonflables Eclairage avant et arrière avec témoin et clignotants Pare-choc Tapis de sol antidérapant

Le scooter Ceres 3V est disponible en couleur :



champagne

Accessoire pour Scooter sénior Ceres 3 : [Protection pluie pour scooters VERMEIREN](#)



Les garanties :

1 an batterie 2 ans pour le scooter et le moteur

Vidéo de démonstration des Scooters électriques Vermeiren :

Garantie Scooter : 2 ans

Garantie Batterie : 1 an



Fiche technique

Caractéristiques du scooter électrique Ceres 3V deluxe :

- Electronique programmable
- Longueur : 1270 mm
- Largeur : 610 mm
- Hauteur : 1160 mm

- Distance sol-plateau : 160 mm
- Batteries : 36 Ah x 2
- Rayon d'action : 30 km**
- Vitesse : 9 km/h*
- Poids autorisé : 135 kg


Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



Déclaration de conformité

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)