

Seringues à insuline Omnican B BRAUN

Seringues à insuline Omnican B BRAUN 3 pièces avec aiguilles serties.



Marque : B BRAUN

Référence : BBR9151125

Points de fidélité offerts : 21

Prix : 21.20€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : Omnican 0,5 cc - Aiguille 12 mm, Omnican 1 cc - Aiguille 12 mm

Description

Seringues à insuline Omnican B BRAUN : Seringues à insuline Omnican B BRAUN avec aiguilles serties
Les Seringues à insuline Omnican B BRAUN sont des seringues 3 pièces avec aiguilles serties.

La **Seringues à insuline Omnican** est composée d'un joint en élastomère siliconé d'un corps, et d'un piston en polypropylène la rendant transparente et permettant de détecter les éventuelles bulles d'air.

Triple biseau et lubrification au silicone La boîte de 100 seringues

Conditionnement des Seringues à insuline Omnican B BRAUN : Omnican 0,5 cc, aiguille 12 mm Omnican 1 cc, aiguille 12 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)