

## **Seringues solo tuberculine Omnifix F B BRAUN**

Les Seringues solo tuberculine Omnifix F B BRAUN sont des seringues 3 pièces avec une graduation de 0,01 ml conditionné sous blister individuel stérile.



**Marque :**B BRAUN

**Référence :**9161406V

**Points de fidélité offerts :**12

**Prix :**12.90€

### **Description**

Seringues solo tuberculine Omnifix F B BRAUN :

Seringues solo tuberculine Omnifix F B BRAUN

Les Seringues solo tuberculine Omnifix F B BRAUN sont des seringues 3 pièces transparente avec une graduation de 0,01 ml très visible pour augmenter la précision. Volume 1 ml Embout Luer centré Sous blister individuel stérile

Conditionnement par boîte de 100

[Lien vers la fiche du produit](#)