

Set débranchement de perfusion (toutes voies d'abord) MediSet

Le Set d'accessoires stériles de débranchement de perfusion (toutes voies d'abord) MediSet



Marque : HARTMANN

Référence : 478913

Prix : 3.95€

Description

Set débranchement de perfusion (toutes voies d'abord) MediSet Set débranchement de perfusion (toutes voies d'abord) MediSet : Set stérile à usage unique

Le **Set débranchement de perfusion** (toutes voies d'abord) **MediSet** comprend l'ensemble des accessoires stériles nécessaire lors du débranchement de perfusion toutes voies d'abord, à domicile, disposés dans un ordre déterminé par le protocole de soins, dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Dans un blister rigide (du haut vers le bas) : 1 carré absorbant 1 sac à déchets 1 masque de soins 1 charlotte 2 gants d'examen 1 champ imperméable 5 compresses en nontissé 1 seringue 20 ml LL 1 aiguille 18 G 1 1/2 1 ampoule 20 ml NaCl 0,9 % pour rinçage et purge 1 bouchon LL sans site 1 notice d'emploi
Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

[Lien vers la fiche du produit](#)