

Sondes vasculaires et foetal pour Doppler SPENGLER

Les Sondes vasculaires et foetal, disponibles en 2MHz, 5MHz et 8 MHz.



Marque : SPENGLER

Référence : 743310

Points de fidélité offerts : 59

Prix : 74.90€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : Sonde foetal : 2MHz, Sonde vasculaire : 5MHz (+ 20.00€), Sonde vasculaire : 8 MHz (+ 40.00€)

Description

Suivi de grossesse Accessoires pour Doppler SPENGLER Sondes vasculaires et foetal
Sondes **coudées ergonomiques** pour une meilleure prise en main, idéale pour les sage-femmes, obstétricien... pour le suivit de grossesse.

A utiliser avec un gel.

Les sondes sont disponibles en :

Sonde foetal : 2MHz

Sonde vasculaire : 5MHz

Sonde vasculaire : 8 MHz

SONDE foetal 2MHz : fréquence de fonctionnement 2MHz +/- 10 P- <0,5 MPA Lob <10mw/cm2
isata <5mw/cm2 ispa <50mw/cm2 zone de rayonnement 157mm2 +/-15%

SONDE foetal 5 et 8 MHz: Fréquence de fonctionnement 5-8 MHz +/-10% P- <1 MPA lob
<20mw/cm2 isata <10mw/cm2 ispa <100mw/cm2 Zone de rayonnement 5MHz 32mm2 +/- 15%
Zone de rayonnement 8MHz mm2 +/-15%

[Lien vers la fiche du produit](#)