

## Sparadrap Curafix H LOHMANN & RAUSCHER

Le Sparadrap Curafix H LOHMANN & RAUSCHER est un sparadrap extensible en longueur et en largeur.



**Marque :** LOHMANN & RAUSCHER

**Référence :** 82565

**Points de fidélité offerts :** 3

**Prix :** 3.60€

**Options disponibles :**

*Dimension :* 10 cm x 5 cm, 10 x 10 cm (+ 2.70€)

### Description

Sparadrap extensible Curafix H LOHMANN & RAUSCHER Sparadrap extensible en longueur et largeur  
Curafix H

Le Sparadrap Curafix H LOHMANN & RAUSCHER est un sparadrap extensible en longueur et en largeur pour une meilleure fixation de pansements.

Ce **Sparadrap Curafix H** est perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

100% polyester Emballé individuellement

Le Sparadrap Curafix H LOHMANN & RAUSCHER est disponible en : 10 cm x 5 cm 10 cm x 10 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)