

Spéculum auriculaire (boîte de 250) COMED

Spéculum auriculaire COMED usage unique pour otoscope.



Marque : COMED

Référence : 2470040ACN

Points de fidélité offerts : 4

Prix : 4.25€

Options disponibles :

Dimension : Gris - Diamètre 2,5mm, Gris - Diamètre 4mm, Noir - Diamètre 2,5mm, Noir - Diamètre 4mm

Description

Spéculum auriculaire COMED Spéculum auriculaire COMED : boîte de 250 spéculums

Le **Spéculum auriculaire COMED** est un **dispositif à usage unique** permettant l'observation de l'intérieur de l'oreille avec un **otoscope**.

L'utilisation d'un speculum auriculaire usage unique permet d'inspecter le **conduit auditif externe** et le **tympan** en évitant les contaminations croisés.

L'auscultation permettra de diagnostiquer l'existence d'un bouchon ou d'une lésion de la muqueuse.

Compatible avec un l'ensemble des **otoscopes** du marché, exemple :

Heine + Kawe+P Grand 2.5mm et 4mm Heine+Kawe+P Petit 2.5mm et 4mm Riester 2.5mm et 4mm Welch Allyn 2.5mm et 4 mm Smartled

Mode d'emploi du Spéculum auriculaire COMED : Prendre un spéculum et le fixer sur un otoscope Après utilisation le jeter dans un récipient prévu pour les déchets médicaux Dispositif à usage unique non stérile

Conditionnement du Spéculum auriculaire COMED : Spéculum auriculaire gris - Diamètre 2,5mm Spéculum auriculaire gris - Diamètre 4mm Spéculum auriculaire noir - Diamètre 2,5mm Spéculum auriculaire noir - Diamètre 4mm

Fiche technique

Caractéristiques du Spéculum auriculaire COMED : Couleurs : Gris ou noir Diamètre : 2,5mm ou 4mm Matière : Polystyrène Stérilisation : à l'oxyde d'éthylène et chimique, pas d'air chaud ou gamma, stériliser avant utilisation.

Précautions d'emploi du Spéculum auriculaire COMED : Ce dispositif ne peut être utiliser que par une personne compétente et qualifiée. A utiliser en usage unique par personne, il est recommandé d'utiliser un spéculum par oreille par patient pour éviter les contaminations oreille/oreille sur la même personne. Ne jamais introduire le spéculum jusqu'au fond de l'oreille, respecter une distance adéquate avec le fond de l'oreille, risque de perforation. Bien maintenir la tête du patient pour éviter tout geste inadéquat.

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)