

Spéculum de Collin à usage unique

Le Spéculum de Collin à usage unique est un speculum gynécologique stérile à usage unique utilisé pour les examens ainsi que pour les petites chirurgie gynécologique.



Référence : 4344

Prix : 1.20€

Description

Spéculum de Collin à usage unique :

Spéculum de Collin à usage unique emballé individuellement et stérile diamètre 33 mm

Le Spéculum de Collin à usage unique est un spéculum gynécologique stérile à usage unique utilisé pour les examens ainsi que pour les petites chirurgie gynécologique.

Le **spéculum de Collin à usage unique** est un spéculum en polyéthylène avec une transparence parfaite qui permet une vision parfaite du tractus génital.

Le **spéculum de Collin** peut être utilisé lors d'un examen gynécologique habituel ou lors de la pose d'un DIU (Dispositif Intra Utérin). Les 2 valves du spéculum de Collin à usage unique peuvent se démonter pour permettre en cas de prolapsus génital un examen soigné et permettre ainsi un diagnostic précis du prolapsus

visualisation par transparence une accessibilité améliorée du col Diamètre 33 mm

Pour en savoir plus sur les [instruments en gynécologie et leur utilisation](#).

[Lien vers la fiche du produit](#)