

Stéthoscope Bibop COLSON

Le Stéthoscope Bibop COLSON est un stéthoscope destiné au médecins pédiatre ou médecins généraliste idéal pour l'auscultation des jeunes enfants.



Marque :COLSON

Référence :CC1000009

Points de fidélité offerts :35

Prix :31.00€

Options disponibles :

Couleur : Bleu ciel, Vert

Description

Stéthoscope Bibop COLSON :

Stéthoscope Bibop COLSON

Le Stéthoscope Bibop COLSON est un stéthoscope qui est idéal pour l'auscultation des petits car il est livré avec 7 têtes d'animaux s'adaptant sur le receptr, permettant de rassurer et d'amuser les enfants.

Le **Stéthoscope Bibop COLSON** contient une membrane acoustique haute résolution, bague anti-froid et embouts souples.

Couleurs du Stéthoscope Bibop COLSON : Bleu ciel Vert

Accessoires fournis : embouts auriculaires souples en PVC, 7 clips figurines animales

Garantie : 1 an

Fiche Technique

Caractéristiques Techniques du Stéthoscope Bibop COLSON : Poids total du stéthoscope : 89 g Longueur totale du stéthoscope : 78 cm Récepteur : simple pavillon en acier inoxydable recouvert de plastique Lyre : acier inoxydable avec ressort de lyre incorporé à la tubulure Dimension pavillon : 32 mm de diamètre Bague anti-froid clipsée : 37 mm de diamètre Tubulure : simple en PVC de 58 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)