

## Stéthoscope double pavillon Classic II Pédiatrique 3M™ Littmann®

Le Stéthoscope double pavillon Classic II Pédiatrique 3M™ Littmann® se compose d'un traditionnel double pavillon en acier inoxydable. Le Stéthoscope Classic II pédiatrique est adapté aux enfants.



**Marque :**LITTMANN

**Référence :**ST2119C

**Points de fidélité offerts :**77

**Prix :**99.00€

**Options disponibles :**

*Couleur :* Rose, Noir

### Description

Stéthoscope double pavillon Classic II Pédiatrique 3M™ Littmann® :



Stéthoscope double pavillon Classic II Pédiatrique 3M™ Littmann®

Le stéthoscope 3M Littmann Classic II Pédiatrique est idéal pour les auscultations concernant les enfants et les patients de petites tailles. Le stéthoscope se compose d'un double pavillon traditionnel en acier inoxydable, d'un embout Soft Sealing, d'une membrane flottante parfaitement adaptée pour les néonatalogues, infirmier(e) des unités néonatales de soins intensifs ainsi que les pédiatres.

Les avantages du **Stéthoscope 3M Littmann Classic II Pédiatrique** :

Design unique avec double pavillon de petite taille adapté à l'auscultation des enfants et des patients de

petite taille. Pavillon doté d'un côté cloche traditionnelle et d'une membrane flottante sur le grand côté pour une grande finesse d'auscultation sur surface réduite. Tubulure à simple conduit haute performance et lyre légère, orientée selon l'anatomie auriculaire Bague anti-froid pour le confort du patient Recommandé pour l'auscultation des enfants et des patients de petite taille

Garantie : 3 ans

**Le Stéthoscope double pavillon Classic II Pédiatrique 3M Littmann est disponible en : Noir Rose**

[Lien vers la fiche du produit](#)