

Stéthoscope double pavillon Classic II Pédiatrique 3M™ Littmann®

Le Stéthoscope double pavillon Classic II Pédiatrique 3M™ Littmann® se compose d'un traditionnel double pavillon en acier inoxydable. Le Stéthoscope Classic II pédiatrique est adapté aux enfants.



Marque :LITTMANN

Référence :ST2119C

Points de fidélité offerts :77

Prix :77.00€

Options disponibles :

Couleur : Noir, Bleu Caraïbes, Rouge, Rose, Orange, Bleu Roi, Rouge framboise, Bleu Caraïbes - Rainbow Edition

Description

Stéthoscope double pavillon Classic II Pédiatrique 3M™ Littmann® :



Stéthoscope double pavillon Classic II Pédiatrique 3M™ Littmann®

Le stéthoscope 3M Littmann Classic II Pédiatrique est idéal pour les auscultations concernant les enfants et les patients de petites taille. Le stéthoscope se compose d'un double pavillon traditionnel en acier inoxydable, d'un embout Soft Sealing, d'une membrane flottante parfaitement adapté pour les néonatalogiste, infirmier(e) des unités néonatales de soins intensifs ainsi que les pédiatres.

Les avantages du **Stéthoscope 3M Littmann Classic II Pédiatrique** :

Design unique avec double pavillon de petite taille adapté à l'auscultation des enfants et des patients de petite taille. Pavillon doté d'un côté cloche traditionnelle et d'une membrane flottante sur le grand côté pour une grande finesse d'auscultation sur surface réduite. Tubulure à simple conduit haute performance et lyre légère, orientée selon l'anatomie auriculaire Bague anti-froid pour le confort du patient Recommandé pour l'auscultation des enfants et des patients de petite taille

Garantie : 3 ans

Le Stéthoscope double pavillon Classic II Pédiatrique 3M Littmann est disponible en : Noir Bleu Caraïbes Rouge Rose Orange Bleu Roi Rouge Framboise Bleu Caraïbes - Rainbow Edition

[Lien vers la fiche du produit](#)