

## Stéthoscope double pavillon Classic III 3M™ Littmann®

Stéthoscope Classic III Littmann®, double pavillon, idéal pour : médecins, étudiants en médecine.



**Marque :** LITTMANN

**Référence :** ST5839C

**Points de fidélité offerts :** 89

**Prix :** 139.90€

### Options disponibles :

*Couleur au choix :* Noir, Bleu Caraïbes, Bordeaux, Gris, Prune, Turquoise, Bleu Caraïbes - Rainbow Edition (+ 18.00€), Framboise - Rainbow Edition (+ 18.00€)

### Description

Stéthoscope double pavillon Classic III 3M™ Littmann® Un stéthoscope avec une qualité acoustique de haute performance



Le **Stéthoscope double pavillon Classic III 3M Littmann** se compose d'une tubulure simple, d'un double pavillon et d'une membrane double, ce qui permet d'offrir une qualité acoustique de haute performance lors des examens cliniques de vos patients.

Les **membranes double fréquence** en une seule pièce, son nouveau design, le nettoyage simplifié, facilite l'utilisation.

Le Stéthoscope Classic III 3M Littmann comprend : Un double pavillon, une membrane double fréquence sur chaque côté. Le modèle Classic III™ est le premier de la nouvelle génération des stéthoscopes Littmann®

Membranes double fréquence en une seule pièce Le côté pédiatrique se transforme en cloche traditionnelle en remplaçant la membrane une pièce par une bague anti-froid. Une tubulure nouvelle génération plus résistante aux fluides cutanés et à l'alcool pour une plus longue durée de vie. La petite membrane est utile pour l'examen pédiatrique, les patients de petite taille et lors de l'examen de la carotide.


Le Stéthoscope Classic III 3M Littmann existe en couleur suivant les stocks: Noir Bleu Caraibes Bordeaux Bleu Marine Rose

Vidéo du Stéthoscope Classic III 3M Littmann

**Garantie : 5 ans**


**Télécharger la Fiche Technique**

image not found or type unknown



**Déclaration de conformité**

image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)