

Stéthoscope Laubry SPENGLER

Le Stéthoscope Laubry SPENGLER est un stéthoscope destiné aux médecins, infirmiers et étudiants en médecine.



Marque :SPENGLER

Référence :507307

Points de fidélité offerts :39

Prix :44.90€

Options disponibles :

Couleur : Noir, Carmin, Marine, Jaune (+ 4.00€)

Description

Stéthoscope Laubry SPENGLER :

Stéthoscope Laubry SPENGLER

Le Stéthoscope Laubry SPENGLER est un stéthoscope destiné aux médecins, aux infirmiers et aux étudiants en médecine. Il permet une excellente sensibilité pour les auscultations pulmonaire et cardiaque.

Le **Stéthoscope Laubry SPENGLER** est composé :

Un pavillon simple en laiton. matricé chromé, diamètre 49 mm. Une membrane acoustique haute résolution. Une bague clipsée anti-froid. Une lyre orientée avec ressort intégré. Des embouts auriculaires souples à vis en TPE. Un tube simple conduit en PVC.

Le Stéthoscope Laubry SPENGLER est disponible en couleur : Noir Carmin Marine Jaune **

Décontaminable ** Il équipe les kits d'isolement septique et aide à lutter contre les contaminations croisées.

Garantie : 5 ans

Fiche technique

Caractéristiques Techniques du Stéthoscope Laubry SPENGLER :

Récepteur simple pavillon en laiton

Dimension pavillon : 49 mm Bague clipsé : 47 mm Membrane : 44,3 mm Tubulure simple en PVC : 55 cm
Longueur totale du stéthoscope : 79 cm Poids récepteur : 95 grammes Poids total : 195 grammes

[Lien vers la fiche du produit](#)