

## Stéthoscope simple pavillon Master Cardiologie™ 3M™ Littmann®

Le stéthoscope simple pavillon Master Cardiologie est destiné aux médecins spécialistes (cardiologues, pneumologues, pédiatres...) et aux anesthésistes réanimateurs. Excellente qualité acoustique.



**Marque :** LITTMANN

**Référence :** ST2160N

**Prix :** 275.00€

### Options disponibles :

*Couleur au choix :* Noir, Bleu marine

### Description

Stéthoscope simple pavillon Master Cardiologie 3M Littmann :Stéthoscope Master Cardiologie™ 3M™ Littmann® - Cardiologue

Le **Stéthoscope simple pavillon Master Cardiologie 3M Littmann** convient parfaitement aux médecins spécialistes tels que les cardiologues, les pneumologues, les pédiatres mais aussi les anesthésistes réanimateurs.



Le Stéthoscope **Master Cardiologie 3M Littmann** comprend :

Un pavillon monobloc en acier inoxydable poli à la main Une **membrane double fréquence** Une **tubulure à double** conduit interne Une **bague anti-froid** Une **lyre légère** et orientée selon l'anatomie auriculaire Des **embouts auriculaires étanches et clipsés** Un **Adaptateur pédiatrique** pour l'auscultation des enfants et des dites difficiles

Le stéthoscope Master Cardiologie possède une **excellente qualité acoustique**. Les sons de **hautes et basses fréquences** sont détectés grâce au **pavillon unique breveté double fréquence**, sans retourner le pavillon en cours d'auscultation.

Les bruits parasites sont isolés avec la double tubulure. La bague anti-froid permet un meilleur confort pour le patient.

Le Stéthoscope simple pavillon Master Cardiologie est disponible en : Noir Bleu Marine  
Garantie : 7 ans




### Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



### Déclaration de conformité

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)