

## Stylet fileté porte coton 18cm COMED

Le Stylet porte coton permet de fixé du coton pour des soins ORL.



**Marque :** COMED

**Référence :** 3605200

**Prix :** 2.90€

### Description

Instrument médical COMED Stylet fileté porte coton Le stylet porte coton est conçu pour réaliser **des soins ORL non invasifs**.

Il sert notamment pour **effectuer des prélèvements ou pour le nettoyage de plaies**.

Le stylet est utilisé par **les médecins ou infirmiers**, il permet de fixer du coton afin de nettoyer le conduit auditif

Caractéristiques Acier inoxydable Autoclavable 18 CM de long Bout arrondi Entretien nettoyé, désinfecter, stériliser le stylet avant et après toutes utilisations Ne pas nettoyer le stylet avec une brosse ou éponge abrassive, cela risquerait de l' endomager. Stérilisation par autoclave

La température doit être à 134°, la pression à 2 BAR pendant 18 minutes.

[Lien vers la fiche du produit](#)