

Table d'examen / Divan de pédiatrie 188 PROMOTAL

Table de pédiatrie 188 PROMOTAL. La table de pédiatrie 188 de PROMOTAL est idéal pour les pédiatres. Elle se divise en 3 parties réglables, ce qui permet d'adapter au mieux la table pour les enfants.



Marque :PROMOTAL

Référence :188

Prix :717.00€

Options disponibles :

Couleur PROMOTAL : Blanc - 91, Rouge - 35, Raisin - 64, Obscure - 56, Naturel - 83, Lilas - 65, Lagon - 67, Jaune - 34, Gris Souris, Etain - 96, Cottage - 93, Chocolat - 84, Cedrat - 63, Bonbon - 66, Bleu Marine - 92, Bleu Ciel - 80, Bleu - 32, Vert d'eau

Description



Paiement
3X sans frais CB

Table d'examen pédiatrique 188 PROMOTAL Table d'examen pédiatrique 188

réglable

La table d'examen pédiatrique 188 PROMOTAL est indispensable pour les pédiatres. Elle se divise en trois parties réglables, ce qui permet d'adapter au mieux la table suivant la taille et la morphologie des enfants. La table d'examen pédiatrique en acier est composé d'un revêtement époxy et d'une sellerie avec revêtement spécial protection anti-bactérienne, sans couture.

La table est simple à nettoyer, toutes les parties de la table d'examen pédiatrique sont accessibles simplement pour le nettoyage.

Confort : Dossier et rallonge réglables par crémaillère

Hygiène : Revêtement avec protection antibactérienne, toutes les parties sont accessibles au nettoyage

Sécurité : Sellerie plate non-feu M1, Support rouleau de drap d'examen

Accessibilité : Hauteur de travail : 85cm

Caractéristiques de la table d'examen pédiatrique 188 PROMOTAL Hauteur fixe : 85cm Dimension réduite : 135cm de long*, 60cm de large Capacité jusqu'à 135kg La table d'examen Pédiatrique 188 est disponible en différents coloris :



Données techniques

Caractéristiques de la table d'examen / divan d'examen de pédiatrie 188 PROMOTAL : Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage Pieds emboîtables époxy gris nuage Dossier réglable par crémaillère Sellerie plate Revêtement non-feu M1 avec protection antibactérienne Porte-rouleau papier Poids maximum du patient autorisé 135 kg

Télécharger la Fiche Technique



[Lien vers la fiche du produit](#)