

Table de Kinésithérapie Ecomax kiné CARINA

Table à hauteur fixe de 80cm avec sellerie confortable en mousse.



Marque :CARINA

Référence :CARECOMAXKINE600

Points de fidélité offerts :599

Prix :599.00€

Options disponibles :

Dimension : Largeur : 600mm, Largeur : 700mm (+ 140.00€)

Couleur : Garonne, Pô, Potomac, Amour, Missouri, Tamise, Gers, Amazone, Mississipi, Arno, St Laurent, Rhône

Description

Table de Kinésithérapie Ecomax kiné CARINA

La Table de Kinésithérapie Ecomax kiné CARINA, est une table à **hauteur fixe de 80cm** avec sellerie confortable en mousse de 6 cm d'épaisseur.

La table est également équipé d'un porte-rouleau.

Cractéristiques

Hauteur 80 cm

Revêtement acier peint époxy : argent Réglages tétière en toutes positions par vérin à gaz La Table disponible en couleur (voir document pdf)

Garonne Pô Potomac Amour Missouri Tamise Gers Amazone Mississipi Arno St Laurent Rhône


La Table disponible en deux largeur : Largeur : 600mm Largeur : 700mm

Garantie : 1 an (sellerie) , 2 ans (piètement)



Fiche technique

Caractéristiques techniques de laTable de Kinésithérapie Ecomax CARINA Acier époxy Sellerie en forme M1 : 6 cm Largeur 600mm ou 700mm Hauteur 800mm



Télécharger la Fiche Technique



Coloris



[Lien vers la fiche du produit](#)