

Tabouret à roulettes selle de cheval 6506 CARINA

Le tabouret à roulettes 6506 de Carina est composé d'une assise selle à cheval en mousse recouverte d'un revêtement de classe M1.



Marque : CARINA

Référence : 6506

Prix : 359.00€

Options disponibles :

Hauteur : Hauteur basse : de 45 à 57 cm, Hauteur moyenne : de 55 à 74 cm (+ 2.00€), Hauteur haute : de 62 à 81 cm (+ 20.00€)

Accessoires : Sans inclinaison de l'assise, Avec Inclinaison de l'assise (+ 26.40€)

Couleur Carina : Classique Amazone, Classique Amour, Classique Arno, Classique Garonne, Classique Mississippi, Classique Missouri, Classique Potomac, Classique Rhones, Classique Seine, Classique St-Laurent, Classique Tamise, Urban Bleu, Urban Chocolat, Urban Ficelle, Urban Granny, Urban Orange, Urban Pensée, Urban Perle, Urban Prune, Urban Tomate, Urban Turquoise

Description

Tabouret à roulettes selle de cheval 6506 CARINA Tabouret à roulettes selle de cheval

Le tabouret à roulette 6506 de CARINA est confortable et idéal pour votre cabinet médical. Il est disponible en plusieurs couleurs. Il est possible de choisir la hauteur du tabouret, afin d'avoir le tabouret le plus ergonomique possible.

Le tabouret est réglable en hauteur avec un système à gaz.

Le tabouret à roulettes selle de cheval 6506 est disponible en : Hauteur basse : de 45 à 57 cm Hauteur moyenne : de 55 à 74 cm Hauteur haute : de 62 à 81 cm Le tabouret à roulettes est disponible en coloris :

Classique Amazone Urban Ficelle Urban Granny Urban Orange Urban Pensée Urban Perle Classique
Garonne Classique Mississippi Classique Missouri Classique Potomac Classique Rhones Classe Seine
Classique St-Laurent Classique Tamise

Garantie :

Structure : 2 ans

Sellerie : 1 an



Données techniques

Caractéristiques techniques du tabouret médical selle à cheval Carina 6506 Piètement aluminium brossé 5
roulettes pivotantes diamètres 5 cm Réglage de la hauteur par un système à gaz Assise selle à cheval Assise
en mousse avec revêtement de classe m1

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)