

Tensiomètre au bras sans fil connecté Evolv OMRON

Tensiomètre au bras sans fil connecté Evolv OMRON, est un tensiomètre connecté bluetooth.



Marque : OMRON

Référence : EVOLV

Prix : 189.00€

Description

Tensiomètre au bras sans fil connecté Evolv OMRON : Le tensiomètre connecté nouvelle génération Evolv OMRON

Le **Tensiomètre au bras sans fil connecté Evolv OMRON**, est un **tensiomètre connecté** nouvelle génération Fiable, Testé et Accessible à tous grâce au **brassard Intelli Wrap Cuff** permettant une prise de mesure peu importe la position du Brassard

Fiable : Le **brassard Intelli Wrap d'OMRON** permet de réaliser une mesure précise dans n'importe quelle position au niveau de votre bras.

Testé : Le **tensiomètre EVOLV** a été validé cliniquement après des tests rigoureux. De plus, l'EVOLV peut désormais être recommandé pour les femmes enceintes et les femmes souffrant de prééclampsie

Accessible : L'**application OMRON** connect permet de centralisé vos données, données accessibles à tout moment grace à votre smartphone

Le **tensiomètre EVOLV OMRON** vous permet de transférer vos mesures sur votre **smartphone**, vous permettant ainsi de suivre vos résultats, de surveiller l'évolution de votre **tension artérielle** et de mieux comprendre les données relatives à votre santé.

Brassard Intelli Wrap Cuff : préformé : 22-42 cm Connecté via OMRON connect Intellisense Technology
Indicateur de battement irrégulier Indicateur d'installation correcte Détection des mouvements du corps
Triple affichage (Sys/Dia/Pouls) Mémoire : 100 mesures stockées dans la mémoire interne. Nombre illimité de mesures sur l'application Le Tensiomètre au bras sans fil connecté Evolv OMRON est livré avec :
Tensiomètre EVOLV Manuel d'utilisation Instructions de montage Boîte de rangement Piles

Vidéo d'utilisation du tensiomètre au bras sans fil connecté Evolv OMRON :

Garantie : 3 ans




Fiche technique

Caractéristiques techniques du Tensiomètre au bras connecté Evolv OMRON : Connectivité Bluetooth Écran OLED HD intégré Taille du brassard : de 22 à 42 cm Poids : 240 g Dimensions : 120 x 85 x 20 mm (sans brassard) Stockage interne pour jusqu'à 100 valeurs 4 piles AAA (incluses)

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)