

Tensiomètre électronique au bras M3 OMRON

Tensiomètre M3 OMRON, tensiomètre au bras avec détecteur d'arythmie.



Marque : OMRON

Référence : OMR331

Points de fidélité offerts : 58

Prix : 75.90€

Description

Tensiomètre électronique au bras M3 OMRON Tensiomètre avec détecteur de mouvements
Le **Tensiomètre électronique au bras M3 V4 OMRON intellisense** est un **tensiomètre au bras**, il est équipé d'un **détecteur de mouvements** ainsi que d'un **détecteur de pulsations irrégulières**. Ce tensiomètre sert comme indicateur d'hypertension.

Le système intellisense du **Tensiomètre électronique au bras M3 OMRON** permet une régulation et une adaptation automatique de la pression de gonflage nécessaire, sans aucun réglage au préalable.

Mémoire : 2 x 60 mesures horodatées avec moyenne de 3 mesures Détecteurs de mouvements et d'arythmie, ils vous alertent en cas d'anomalie. Validation clinique Fourni avec trousse et piles (Pensez à vous équiper de la [Prise secteur pour tensiomètre M3 M6 OMRON](#))

Le **Tensiomètre électronique au bras M3 V4 OMRON** dispose d'un brassard adulte de 22 à 42 cm de circonférence, doté d'un détecteur de position du brassard, qui permet d'assurer le bon positionnement de celui-ci.

Le **Tensiomètre électronique au bras M3 OMRON** permet un calcul des valeurs moyennes des pressions systolique, diastolique et du pouls, basé sur les 3 dernières mesures dans les 10 dernières minutes.

Comment prendre sa tension artérielle?

Les règles pour mesurer la pression artérielle : pour en savoir plus, [cliquer ici](#)

Garantie : 3 ans

Vidéo du Tensiomètre électronique au bras M3 V4 OMRON :

Fiche technique

Caractéristiques du Tensiomètre au bras M3 OMRON :

Méthode de mesure : Oscillométrique

Précision : Tension +/- 3 mmHg Pouls +/- 5% du résultat **Fourchette de mesure** : SYS / DIA : 0 - 299 mmHg Pouls : 40 à 180 battements / mn **Gonflage** : automatique contrôlé **Dégonflage** : dégagement automatique de l'air par valve Icône d'installation correcte du brassard Affichage des valeurs : systole, diastole, pouls et indicateur d'hypertension Détecteur de pulsations irrégulières (arythmie) Une échelle graduée vous indique votre niveau de tension par rapport aux préconisations de l'O.M.S. Dimensions : 141 x 107 x 79 mm Alimentation : 4 piles 1,5V type AAA (fournies) Poids : 280g

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)