

Tensiomètre électronique au poignet Tensonic SPENGLER

Le Tensiomètre électronique au poignet Tensonic SPENGLER, est un tensiomètre poignet utilisé pour l'auto-mesure régulière de la tension artérielle, il dispose d'une grande mémoire de mesures.



Marque :SPENGLER

Référence :527522

Points de fidélité offerts :39

Prix :34.50€

Description

Tensiomètre électronique au poignet Tensonic SPENGLER :

Tensiomètre électronique au poignet Tensonic SPENGLER

Le Tensiomètre électronique au poignet Tensonic SPENGLER est un tensiomètre poignet simple d'utilisation, conseillé dans le cadre d'une auto-mesure régulière de la tension artérielle. Il dispose d'une grande mémoire de 2 x 60 mesures horodatées.

Le **Tensiomètre électronique au poignet Tensonic** est entièrement automatique et dispose d'un système de calcul de moyenne de mesures. Affichage des résultats sur grand écran rétroéclairé.

Pour l'auto-mesure régulière. Circonférence du poignet 13,5 - 21 cm Écran rétroéclairé. 2 x 60 mémoires horodatées. 3 calculs de moyennes disponibles : Moyenne de l'ensemble des résultats d'utilisateur Moyenne « matinale » sur les 7 derniers jours des mesures réalisées entre 5h et environ 8h59 Moyenne « soirée » sur les 7 derniers jours des mesures réalisées entre 18h et environ 19h59. Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de

rangement. Comment prendre sa tension artérielle?

Les règles pour mesurer la pression artérielle : pour en savoir plus, [cliquer ici](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)