

## Tensiomètre mécanique manopoire Lian Classic SPENGLER

Le tensiomètre mécanique manopoire Spengler Lian Classic est un dispositif médical de haute qualité conçu pour mesurer la tension artérielle avec précision et fiabilité.



**Marque :** SPENGLER

**Référence :** 519012

**Points de fidélité offerts :** 94

**Prix :** 108.00€

### Description

Tensiomètre mécanique manopoire Lian Classic SPENGLER :

**Précis et confortable, Lian Classic est le tensiomètre Spengler qui possède une double tubulure.**

C'est un instrument de grande qualité qui intègre un mécanisme issu de l'horlogerie haute-précision.

Caractéristiques du tensiomètre mécanique manopoire Lian Classic : **Précision et fiabilité :**

Le tensiomètre Lian Classic SPENGLER est réputé pour sa précision dans la mesure de la pression artérielle. Il utilise un mécanisme de mesure avancé qui assure des résultats fiables, permettant aux professionnels de la santé de prendre des décisions éclairées concernant le traitement et le suivi des patients.

**Manopoire de qualité supérieure :**

Doté d'une manopoire en latex de haute qualité, le tensiomètre Lian Classic offre un confort optimal lors de la prise de la pression artérielle. La manopoire est durable, résistante à l'usure et assure une étanchéité optimale pour des mesures précises.

### **Brassard réglable :**

Le brassard fourni avec le tensiomètre Lian Classic SPENGLER est réglable pour s'adapter à différentes tailles de bras. Cela le rend adapté à une utilisation chez les patients de tous âges et de toutes morphologies.

### **Facilité d'utilisation :**

Ce tensiomètre mécanique est facile à utiliser, ce qui le rend idéal pour une utilisation professionnelle ou personnelle. Le cadran de lecture est clair et facile à interpréter, avec des graduations précises pour la pression systolique et diastolique.

### **Durabilité :**

Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, le tensiomètre Lian Classic SPENGLER est conçu pour résister à une utilisation intensive. Il est durable et offre une fiabilité à long terme, ce qui en fait un investissement judicieux pour les professionnels de la santé.

### **Double tubulure pour une montée en pression linéaire**

Lian Classic intègre une double tubulure, qui permet une montée en pression linéaire lors de la prise de tension.

### **Très confortable et ergonomique avec sa poire de gonflage rapide et sa cuillère ergonomique**

Lian Classic dispose d'une poire de gonflage ergonomique, elle tient bien en main et permet de moins gonfler. Sa cuillère permet également une meilleure prise en main.?

Le tensiomètre électronique mécanique manopoire SPENGLER peut être utilisé :? **Professionnels de la santé :**

Les médecins, les infirmières, les professionnels de la santé et les praticiens cliniques peuvent utiliser ce tensiomètre pour mesurer la pression artérielle de leurs patients dans un cadre médical. Il est couramment utilisé dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux et les établissements de soins.

### **Étudiants en médecine :**

Les étudiants en médecine, les infirmiers et les autres apprenants dans le domaine de la santé peuvent utiliser ce tensiomètre pour se familiariser avec les techniques de mesure de la pression artérielle et pour pratiquer leurs compétences dans un environnement éducatif.

**Fiable, Spengler est l'inventeur du tensiomètre et fabrique du matériel médical depuis 1907**

### **Spécifications techniques**

#### **Caractéristiques du Tensiomètre Lian Classic SPENGLER : Type :**

Tensiomètre manopoire anéroïde

Manomètre

Boîtier

Zamac injecté, chromé, indéformable

Diamètre : 57 mm

Ensemble mécanisme

Précision : +- 3 mmHg

Alliage cuivre-béryllium à élasticité constante

Cadran Graduation : 0-300 mmHg

Diamètre : 50 mm Marquage :

Numéro de LOT (année et mois de fabrication),

CE avec numéro d'organisme notifié

Protège Manomètre

Mousse noir antichoc amovible (diamètre 57 mm)

Poire / Robinet

Poire Modèle Classic SPENGLER

PVC noir

Diamètre : 50 mm

Robinet Laiton chromé

Décompression précise et constante par valve

Brassard Fixation Velcro

Matière Coton

Marquage Index de taille et d'artère

Tubulure & Poche

Double tubulure jumelée

Caoutchouc « haute résistance » à l'ozone et aux UV

Poche

Marquage mois et année de fabrication

Connectique Raccord rapide CPC mâle et femelle Livré avec une trousse en nylon noir

**Garantie SPENGLER : 5 ans sur le manomètre (hors brassard, tubulure et poire)**

**Télécharger la Fiche Technique**

Image not found or type unknown



**Télécharger la Fiche d'Utilisation**

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)