

## **Tensiomètre manopoire Gamma G5 HEINE**

Tensiomètre léger et compact sans latex, il est robuste et fiable.



**Marque :**HEINE

**Référence :**HEIM00009230

**Points de fidélité offerts :**60

**Prix :**64.90€

### **Description**

Equipement médical HEINE Tensiomètre manopoire Gamma G5

Le Tensiomètre manopoire Gamma G5 HEINE est un tensiomètre sans latex afin d'éviter les irritations cutanées, léger et antichoc il est fiable et d'une très grande précision.

Caractéristiques

Anti-chocs

Cuillère en polyamide thermoplastique robuste

Manomètre monté en trois points

brassard nylon fermeture velcro

Traitement antiglisse

Cadran de 56 cm

Poire grand volume

Boîtier modulé en 2 composants thermoplastiques

Sans latex

Droitier ou gaucher

Entretien

Nettoyer et désinfecter après chaque utilisation

Nettoyage à la main avec de l'eau tiède et du savon pour le brassard.

Modèle du Tensiomètre manopoire Gamma G5

Tensiomètre Gamma G5 - Adulte

**Garantie : 5 ans sur le manomètre**

[Lien vers la fiche du produit](#)