

## Tensiomètre manopoire Gamma G7 HEINE

Le Tensiomètre manopoire Gamma G7 HEINE avec boîtier aluminium est un tensiomètre sans latex afin d'éviter les irritations cutanées, classique à simple tubulure il est robuste et fiable.



**Référence :** HEIM00009232

**Points de fidélité offerts :** 85

**Prix :** 119.00€

### Description

Tensiomètre manopoire Gamma G7 HEINE Tensiomètre professionnel manopoire Gamma G7 HEINE

Le Tensiomètre manopoire **Gamma G7 HEINE** est un **tensiomètre sans latex** afin d'éviter les irritations cutanées, son boîtier en aluminium lui permet d'être robuste et fiable permettant la résistance aux chocs.

Son système de protection contre les surpressions permet de répartir la pression permettant ainsi au tensiomètre **Gamma G7 HEINE** d'être fiable sur la durée augmentant sa longévité. Ce tensiomètre permet d'être utilisé par les droitiers ou gauchers.

Microfiltre intégré Soupape à vis moletée haute précision Bague de protection Protection contre les surpressions Boîtier aluminium

Modèle du Tensiomètre manopoire Gamma G7 HEINE : Tensiomètre Gamma G7 - Adulte

Garantie : 10 ans sur le manomètre

### **Fiche Technique**

Caractéristiques du Tensiomètre manopoire Gamma G7 HEINE :

Méthode de mesure : Auscultatoire

Boîtier robuste : Boîtier en alliage d'aluminium et thermoplastiques avec une bague absorbant les chocs pour protéger l'aiguille et le verre Plage de mesure : 0 à 300 mmHg Graduation : 2 mm Hg Cadran de diamètre 56 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)