

## Tensiomètre Vaquez Laubry Classic SPENGLER

Le Tensiomètre Vaquez Laubry Classic SPENGLER est un tensiomètre anéroïde haut de gamme équipé d'un grand cadran en métal et d'un mécanisme de haute précision.



**Marque :**SPENGLER

**Référence :**518012

**Points de fidélité offerts :**84

**Prix :**96.50€

### Description

Tensiomètre Vaquez Laubry Classic SPENGLER :

Tensiomètre Vaquez Laubry Classic Shockproof modèle adulte, velcro coton marine

Le Tensiomètre Vaquez Laubry Classic SPENGLER est un tensiomètre manopaire anéroïde équipé d'un grand cadran en métal anticorrosion et résistant aux chocs, pour permettre une durabilité du dispositif.

Ce Tensiomètre Vaquez Laubry Classic offre précision et robustesse pour une utilisation quotidienne, il est muni d'un support manomètre en cuir pleine fleur. Et possède une poire de gonflage sans latex.

Grand écran : 60 mm de diamètre Poire grand volume ergonomique Protège manomètre mousse Système de décompression indépendant du manomètre Livré avec trousse nylon Contrôle métrologique tous les 2 ans

Le Tensiomètre Vaquez Laubry Classic SPENGLER est disponible en : Tensiomètre Medium velcro : poche 12 x 27 cm

Garantie : 5 ans sur le manomètre

## **Fabriqué en France**

### **Fiche Technique**

Caractéristiques du Tensiomètre Vaquez Laubry Classic SPENGLER :

#### **Méthode de mesure : Auscultatoire**

Plage de mesure : 0 à 300 mmHg Graduation : 3 mm Hg Cadran de diamètre 60 mm

Manomètre du Tensiomètre Vaquez Laubry Classic SPENGLER : Boîtier : zamac injecté, chromé, indeformable diamètre 63,5 mm Ensemble mécanisme : précision  $\pm 3$  mmHg, alliage Cuivre-Béryllium à élasticité constante Cadran graduations : 0-300 mmHg, diamètre 60 mm Marquage cadran : anné, mois de fabrication et numérode série Protège-manomètre : mousse bleu amovible diamètre 63,5 mm

Poire du Tensiomètre Vaquez Laubry Classic SPENGLER : Poire : PVC noir, diamètre 50 mm Robinet : Laiton chromé, décompression précise et constante par valve

Brassard du Tensiomètre Vaquez Laubry Classic SPENGLER : Fixations : velcro ou sangles Matière : polycoton Marquage : index (taille, artère), instructions de lavage Poche/Tubulure du Tensiomètre Vaquez Laubry Classic SPENGLER : Double tubulure jumelée : Caoutchouc "haute résistance" à l'ozone et aux U.V Marquage : mois et année de fabrication

### **Télécharger la Fiche Technique**



[Lien vers la fiche du produit](#)