

Tensiomètre manobrassard Vaquez Laubry Nano SPENGLER

Tensiomètre Vaquez Laubry Nano SPENGLER, historique mais aussi doté des dernières innovations technologiques, c'est un outil d'exception qui saura satisfaire les professionnels les plus pointus.



Marque : SPENGLER

Référence : 512210

Points de fidélité offerts : 62

Prix : 88.99€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : Modèle adulte, noir

Description

Tensiomètre Vaquez Laubry Nano SPENGLER : Description du Tensiomètre Vaquez Laubry Nano SPENGLER :

Vaquez Laubry Classic est un tensiomètre haut de gamme.

Historique mais aussi doté des dernières innovations technologiques, c'est un outil d'exception qui saura satisfaire les professionnels les plus pointus.

Système à double tubulure pour une montée en pression linéaire Mécanisme de type "horlogerie" à haute précision



Tensiomètre Vaquez Laubry Nano SPENGLER et ses caractéristiques :

Un instrument d'exception avec des matériaux haut de gamme,

Un mécanisme issu de l'horlogerie haute-précision

Une double tubulure pour une montée en pression linéaire

Une fermeture au choix : sangles ou velcros

Fiable, Spengler est l'inventeur du tensiomètre et fabrique du matériel médical depuis 1907

Un instrument d'exception avec des matériaux haut de gamme :

La finition de Vaquez Laubry est splendide, avec un support de manomètre en cuir "pleine fleur".

Un mécanisme issu de l'horlogerie haute-précision :

Tous les tensiomètres Spengler possèdent un mécanisme issu de l'horlogerie haute précision.

Une double tubulure pour une montée en pression linéaire :

Vaquez Laubry Classic intègre une double tubulure, qui permet une montée en pression linéaire lors de la prise de tension

Une fermeture au choix : sangles ou velcros :

Choisissez entre les sangles, symbole de l'histoire ou velcro, la praticité pour le quotidien.

Avantages du tensiomètre Vaquez Laubry Nano SPENGLER : Cadran ABS de grande taille résistant aux chocs Protection en mousse antichoc pour manomètre Poire de gonflage à grand volume pour une inflation rapide



Fiable, Spengler est l'inventeur du tensiomètre et fabrique du matériel médical depuis 1907

Fiche Technique

Caractéristiques du Tensiomètre Vaquez Laubry Nano SPENGLER :

Méthode de mesure : Auscultatoire

Plage de mesure : 0 à 300 mmHg Graduation : 3 mm Hg Cadran de diamètre 54 mm

Manomètre du Tensiomètre Vaquez Laubry nano SPENGLER : Ensemble mécanisme : précision ± 3 mmHg, alliage Cuivre-Béryllium à élasticité constante Cadran graduations : 0-300 mmHg, diamètre 54 mm Protège-manomètre : mousse diamètre 69 mm

Poire du Tensiomètre Vaquez Laubry nano SPENGLER : Poire : PVC noir, diamètre 50 mm Robinet : Laiton chromé, décompression précise et constante par valve

Brassard du Tensiomètre Vaquez Laubry nano SPENGLER : Fixations : velcro Matière : nylon Marquage : index (taille, artère), instructions de lavage

Poche double Tubulure du Tensiomètre Vaquez Laubry nano SPENGLER : Matière : caoutchouc Haute résistance à l'ozone et aux U.V

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)