

Test Helix MEDISTOCK

Le Test Helix MEDISTOCK contrôle la capacité de l'autoclave de classe B à pouvoir stériliser des objets creux de type A



Marque : MEDISTOCK

Référence : MEDE5115

Points de fidélité offerts : 54

Prix : 54.90€

Description

Matériel Helix MEDISTOCK Test Helix de contrôle Test HELIX pour autoclave de classe B
boite de 100 tests + 1 dispositif

Le **Test Helix MEDISTOCK** contrôle la capacité de l'autoclave de classe B à stériliser des objets creux, il est conforme au x normes EN867-1 (classe B) et ISO 1114.0-1 (classe 6).

[Lien vers la fiche du produit](#)