

## **Téterelle complète PersonalFit MEDELA**

La Téterelle complète PersonalFit MEDELA est une téterelle en 2 parties, avec connecteur et embout.



**Marque :** MEDELA

**Référence :** MED0080033

**Points de fidélité offerts :** 12

**Prix :** 12.95€

### **Options disponibles :**

*Dimension :* 21 mm de diamètre, 24 mm de diamètre, 27 mm de diamètre

### **Description**

Téterelle complète PersonalFit MEDELA : Téterelle PersonalFit MEDELA

La Téterelle complète PersonalFit MEDELA est une téterelle adaptée à chaque morphologie évitant la compression des canaux lactifères. Cette téterelle est en 2 parties, avec connecteur et embout.

Conseil d'entretien pour la Téterelle complète PersonalFit MEDELA : Pour nettoyer la téterelle, utilisez de l'eau potable Nettoyer chaque pièce du set d'accessoires juste après utilisation pour éviter que des résidus de lait ne sèchent et pour empêcher la prolifération de bactéries Veiller à ne pas endommager les pièces lors de l'utilisation d'un goupillon Inspecter toutes les pièces avant chaque utilisation Changer les pièces si celles-ci sont endommagées, déformées et/ou usées La Téterelle complète PersonalFit MEDELA est disponible en : 21 mm de diamètre (S) 24 mm de diamètre (M) 27 mm de diamètre (L)

La taille de la Téterelle et l'importance pour la lactation :

(Pour connaître la taille de tétérrelle adaptée à votre morphologie, mesurez le diamètre de votre mamelon après avoir fait tété bébé pendant quelques minutes)

[Lien vers la fiche du produit](#)