

## **Thermomètre FlashTemp Sans contact COLSON**

Un Thermomètre infrarouge FlashTemp Sans contact COLSON.



**Marque :** COLSON

**Référence :** CC7490200

**Points de fidélité offerts :** 39

**Prix :** 59.00€

### **Description**

**Thermomètre FlashTemp Sans contact COLSON :** Thermomètre FlashTemp Sans contact COLSON

Le Thermomètre FlashTemp Sans contact COLSON est un thermomètre infrarouge permettant une prise de température sans contact par balayage de la zone sourcilière. Il mesure la chaleur dégagée par le front pour ensuite la convertir en indication de température permettant ainsi une prise de température rapide et facile tout en étant totalement hygiénique.

Le **Thermomètre Flash Temp Sans contact COLSON** est idéal pour la surveillance de la température de vos enfants la nuit, sans avoir à les réveiller.

Outre sa capacité à mesurer la chaleur corporel ce thermomètre permet également de mesurer la température des objets. Il est équipé d'un écran LCD rétro éclairé avec alarme de fièvre, si l'écran est vert la température est en dessous de 37,8°C, en revanche si l'écran est rouge la température est égale ou supérieure à 37,8°C.

Arrêt automatique de l'appareil au bout d'une minute de non utilisation Mémoire des 30 dernières mesures

Le Thermomètre FlashTemp Sans contact COLSON est livré avec : 2 piles AAA fournies Un socle Une housse de rangement

Garantie : 2 ans.

### **Fiche Technique**

**Caractéristiques Techniques du Thermomètre FlashTemp Sans contact COLSON :** Indicateur lumineux de fièvre : écran rouge ou vert Mémoire : 30 mesures Alimentation : 2 piles LR03 (AAA) fournies Dimensions : 150 mm x 40 mm x 39 mm Arrêt auto : 60 secondes environ, après la fin de la mesure Poids : 81 g (avec les piles)

[Lien vers la fiche du produit](#)